



Enzimes béldaganat szűrés

(Tumor M2-PK székletteszt)

Betegtájékoztató

Mintavétel módja

A mintavételt megelőzően nincs szükség speciális diétára. Ügyeljen rá, hogy a mintavétel során a széklet ne érintkezzen vízzel vagy vizelettel!

Felhívjuk figyelmét, **hogy hasmenéses, híg széklet nem alkalmas a vizsgálatra**

1. Vegye ki a speciális széklettartályt a dobozból és a védőtasakból! A tartály végén lévő fület ütközésig fordítsa el!
2. Húzza ki a tartályból a piros, középen lyukas dugón keresztül a mintavevő pálcát!
3. A középen lyukas piros dugót nem kell kivenni, az maradjon a csőben! A mintavevő pálcát egymás után 4 helyre, 1-1 cm mélyre szúrja bele a székletbe úgy, hogy a pálca végén lévő apró rovátkák köze megteljen széklettel.
4. Ellenőrizze, hogy a rovátkák közét megtöltötte-e a széklet. A vizsgálatához elegendő a rovátkák között maradó székletmennyiség. A székletbe csak a pálcát kell beleszúrni, nem kell a csőbe székletet helyezni!
5. A mintavevő pálcát a középen lyukas piros dugón keresztül dugja vissza a tartályba, és a lezáráshoz ütközésig fordítsa el – a nyitási iránnyal ellentétesen.
6. A mintát 24 órán belül juttassa el a laboratóriumba!