

## EPICUTAN TESZTEK IMPLANT SOR

**PÁCIENS NEVE:**

**Felhelyezés dátuma:**

**TAJ száma:**

**Asszisztens neve:**

**Kezelőorvos neve: Dr.**

		<b>FÉMEK</b>	<b>30 perc</b>	<b>24 óra</b>	<b>48óra</b>	<b>72 óra</b>	<b>96óra</b>	<b>7nap</b>
1	DM216	Ammoniated mercury (Hg-amidochlorid)						
2	DM217	Ammonium tetrachloroplatinate (platina)						
3	DM226	palladium chloride						
4	DM227	Potassium dicyanoaurate						
5	DM230	Tin (II) chloride (ón-klorid)						
6	MC241	Cadmium chloride						
7	MC242	Chromium (II) sulphate (króm-szulfát)						
8	MC243	Chromium (III) chloride						
9	MC244	Cobalt (II) sulphate						
10	MC245	Copper sulphate (réz-szulfát)						
11	MC247	Ferrous sulphate (vas-szulfát)						
12	MC248	Gallium oxide						
13	MC249	Indium (III) chloride						
14	MC251	Potassiumchromate-(III)-sulphate (káliumkromát-szulfát)						
15	MC252	Ruthenium (ruténium)						
16	MC253	Silver colloidal						
17	MC254	gold sodium thiosulfate (gold)						
18	MC255	tantal						
19	MC256	Titanium (IV) oxide (titán(IV) oxid)						
20	MC257	zinc chloride						
21	MC258	Zinc powder						
22	MC259	zirconium (iv) oxide						
23	MC260	titanium						
24	MC262	aluminum hydroxide						
25	MC264	Ferrous chloride (vas-klorid)						
26	MC266	silver nitrate						
27	MC267	vanadium pentoxide						
28	MC270	ammonium heptamolybdate						
29	MC981	niobium (v) chloride						
30	MC988	iridium(III) chloride						
31	MC995	manganese chloride						
32	MC996	wolfram						
33	NA21	cobalt (II) chloride hexahydrate						
34	ST167	nickelsulfat hexahydrate						
35	ST170	potassium dichromate						
36	DM232	Amalgam 20%						

		<b>ANTIBIOTIKUM</b>	<b>30 perc</b>	<b>24 óra</b>	<b>48óra</b>	<b>72 óra</b>	<b>96óra</b>	<b>7nap</b>
37	AA419	gentamicin sulphate						
38	AA427	erythromycin, 2%, pet						
39	AA999	tobramycin						
40	NA51	Neomycin sulfate						
		<b>KIEGÉSZÍTŐ ANYAGOK</b>	<b>30 perc</b>	<b>24 óra</b>	<b>48óra</b>	<b>72 óra</b>	<b>96óra</b>	<b>7nap</b>
41	DM218	benzoyl peroxide						
42	DM220	bisphenol-A						
43	DM225	n,n-dimethyl-p-toluidine						
44	EE354	polyethylenglykolsalbe						
45	MC238	tungstic acid, sodium salt dihydrate						
46	NA33	bisphenol a epoxy resin / epoxigyanta						
47	NA37	Formaldehyde (vizes oldat) 1%						
48	NA49	methyl methacrylate						
49	NA90	ethyl 2-cyanoacrylate 2 ml						
50	PC626	hydroquinone						